

CLOSED NUT




Um Novo Acessório Uma Nova Alternativa Uma Nova Opção.





Distribuidor EXCLUSIVO















Novo CLOSED NUT

Um Novo Acessório, uma Nova Alternativa & uma Nova Opção.

Lado Direito

Lado anatômico para vestibular





Entrada Chanfrada do arco principal para mesial


- Identificação "R" para Mesial
- Gire a chave para Mesial para Abrir



Ambos os lados

Insira ao arco fora da boca.






Orifício de conexão ao telescópio sempre p/ baixo.

Lado Esquerdo

hiplus (#)

Lado anatômico para vestibular

Entrada Chanfrada do arco principal para mesial



Identificação "L" para Mesial

> Gire a chave para Mesial para Abrir





Novo CLOSED NUT

Um Novo Acessório

Uma Nova Alternativa

Uma Nova Opção.











AMERICAN ORTHODONTICS

AMERICAN ORTHODONTICS

www.hiplus.com.br









Novo CLOSED NUT

Um Novo Acessório

Uma Nova Alternativa

Uma Nova Opção.















www.hiplus.com.br





